

YX-18LDJ / YX-24LDJ

La información aquí presentada es de carácter general y puede variar según la región. Para un uso óptimo y seguro, consulte el manual de usuario oficial y siga las regulaciones sanitarias.

Autoclave

Esterilizador de Vapor a Presión Portátil

Características Principales

- Estructura en acero inoxidable: ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Indicador luminoso de funcionamiento: permite visualizar el estado operativo.
- Manómetro de doble escala: facilita la lectura precisa de la presión.
- Apagado automático con señal auditiva: emite un pitido al finalizar el ciclo de esterilización.
- Calefacción eléctrica: garantiza un calentamiento uniforme y estable.
- Fácil de operar, seguro y fiable: diseño pensado para uso práctico y mantenimiento sencillo.
- Rango de tiempo ajustable (0-60 min): permite seleccionar la duración de esterilización según el tipo de material.

Especificaciones Técnicas

Especificación	YX-18LDJ	YX-24LDJ
Volumen de esterilización	18 L	24 L
	(Φ280×260 mm)	(Φ280×390 mm)
Presión de trabajo	0,14~0,16 MPa	0,14~0,16 MPa
Temperatura de trabajo	126°C	126°C
Rango de ajuste de temperatura	105~126°C	105~126°C
Intervalo de tiempo	0-60 min	0-60 min
Uniformidad de calor (Calor medio)	±1°C	±1°C
Potencia	AC 220 V, 50 Hz / 2 kW	AC 220 V, 50 Hz / 2 kW
Dimensiones de transporte (mm)	410 × 410 × 520	410 × 410 × 630
Peso Bruto/ Neto (kg)	18 / 16	20 / 18

CISLAB



+52 33 1112 1765



ventas@cislab.com.mx



Pedro Catani 258, Revolución,
Guadalajara, Jalisco.

