

Bomba de vacío // Vacuum pumps



Nuestra bomba de vacío arsa® es altamente recomendable donde son frecuentes los procesos de extracción, separaciones y filtración al vacío.

73.4 l/min • AR-1500

Presión Garantizada / Guaranteed Pressure	500 mm Hg / 20 In Hg
Desplazamiento en vacío / Free Air Displacement	73.4 L x min. / 2.6 cfm
Presión / Pressure	1 Kg/cm ² / 14.7 lb/in ²
Bomba / Pump	3,500 rpm
Peso Neto / Net weight	10.0 Kg.
Peso Embarque / Shipping Weight	11.2 Kg.
Dimensiones W x D x H / Dimensions W x D x H	37.0 x 19.0 x 27.0 cm.
Válvulas reguladoras / Relief valves	Estándar / Standard
Asa / Handle	Estándar / Standard
Manómetro / Pressure gauge	Estándar / Standard
Vacuómetro / Vacuum gauge	Estándar / Standard
Filtro silenciador / Muffler filter	Estándar / Standard
Acoplamiento directo / Motor mounted	

Nuestra bomba de vacío es altamente recomendable para cualquier laboratorio donde son frecuentes los procesos de extracción, separaciones y filtración al vacío. Disponible en dos modelos: **AR-1500** Bomba seca y **AR-1500L** Bomba lubricada.

Our vacuum pump is highly recommended for any laboratory where extraction, separation and vacuum filtration processes are frequent. Available in two models: **AR-1500** Dry pump and **AR-1500L** Lubricated pump.