

Contador de colonias // Colony counter

Contador **Felisa®** de colonias completo, con contador digital, contador tipo pluma y de tecla. Tiene un fondo oscuro para fácil visualización de colonias e incluye un fondo claro para colonias con tinción.

Cuenta con iluminación indirecta. Con todo este grupo de accesorios, el modelo **FE-500** es la mejor opción del mercado. El contador es automáticamente totalizado en un display de 4 dígitos, los cuales pueden ser puestos a cero de una manera muy sencilla, con protección para evitar puestas a cero erróneas.

El contador cuenta con una alarma auditiva configurable para avisar cuando ha capturado un dato y un magnificador de 3X y de 4 pulgadas con brazo flexible que le permitirá posicionarlo en la forma más cómoda para usted. El equipo también cuenta con un dispositivo que le permite ajustar cualquier plato al centro de la malla.



FE-500

Con contador digital, contador tipo pluma y de tecla. Lupa de 3X y de 4 pulgadas de diámetro para fácil visualización y brazo flexible.

Características

- Capacidad de conteo de 9,999 por medio de la tecla o pluma.
- Display de 4 dígitos para indicación del conteo.
- Lupa de 3X y de 4 pulgadas de diámetro para fácil visualización de las colonias con brazo flexible para ajuste a la posición más cómoda.
- Dispositivo de fácil ajuste para manejar gran variedad de tamaños de cajas Petri.
- Alarma auditiva de fácil configuración.
- Botón de reinicio con protección para evitar el borrado del contador por error.
- Luz blanca fluorescente de fondo para fácil visualización de sus muestras; la luz no calienta, eliminando la posibilidad de dañar las muestras.
- Fondo oscuro o claro para mejor visualización de sus colonias; con placa de vidrio con estampado de cuadrícula de 15.0 x 15.0 cm incluida en el gabinete y un accesorio de acrílico blanco circular de diámetro de 15.0 cm con cuadrícula impresa.
- Pluma contadora metálica.
- Gabinete de lámina negra con acabado de pintura epóxica.

Complete colony counter **Felisa®** with integrated digital counter, pen type counter and manual counter. Dark background for easy visualization of your samples and includes a light background for dyeing samples.

Indirect illumination source. With all this accessories, **FE-500** model is the best choice in market. The counter is automatically totaled on a 4-digit display, which can be reset

to zero in a very simple way, with protection to avoid erroneous resets.

The counter has a configurable audible alarm to notify you when you have captured data and a 3X, 4-inch magnifier with a flexible arm that will allow you to position it in the most comfortable way for you. The equipment also has a device that allows you to adjust any plate to the center of the mesh.

Features

- Count capability until 9,999 using the keypad or pen.
- 4-digit display for counting indication.
- 3X and 4-inch diameter magnifying glass for easy viewing of colonies with flexible arm to adjust to the most comfortable position.
- Easy adjustment device to handle a wide variety of Petri dish sizes.
- Audible alarm of easy configuration.
- Reset button with protection to prevent deletion of the counter by mistake.
- Fluorescent white background light for easy viewing of your samples; the light does not heat, eliminating the possibility of damaging the samples.
- Dark or light background for better visualization of its colonies; with 15.0 x 15.0 cm grid printed glass plate included in the cabinet and a 15.0 cm diameter circular white acrylic fixture with printed grid.
- Metal counting pen.
- Black sheet metal cabinet with epoxy paint finish.

Modelo	Platos	Watts	Voltios	Amperes	Dimensiones WxDxH*	Peso
Model	Plates	Watts	Volts	Amps	Dimensions WxDxH*	Weight

FE-500	5 - 12	26.5	120	200 mA	27.0 x 37.0 x 30.0 cm	6 Kg
--------	--------	------	-----	--------	-----------------------	------

*WxDxH: Ancho x profundidad x alto / Width x depth x height.