



Ficha Técnica

Llave de Laboratorio

Valvula Espiga

Válvula Espiga es uno de los accesorios que se incluyen en los mobiliarios de laboratorio, para controlar el suministro de agua o gas en los laboratorios escolares. Fabricada en acero acabado en cromo brillante.

Características

- Fabricada en barra cuadrada de latón laminado en frío
- Aleación 360 B-16 según norma de la A.S.T.M.
- Sistema de cierre de compuerta mediante aro sellos de nitrilo
- Disponible con cuerda macho de 1/4", 3/8" o 1/2".
- NPT y punta en espiga para ajustar manguera látex
- Botón de acrílico de alto impacto color amarillo para identificar fluido
- Cada válvula es probada a una presión de 4 kg/cm² y acabada en cromo brillante



CONSIGUE TU COTIZACIÓN

www.cislab.com.mx

+52 (33) 1112 1765

+52 (33) 3230 0239