


Plato caliente // Hot plate



AR-302 - Doble
Plato en aluminio de 13.6 x 13.6 cm / 13.6 x 13.6 cm aluminum plate



AR-300 - Sencillo
Plato en aluminio / Plate in casting aluminum

El plato caliente **arsa®** proporciona una excelente uniformidad térmica. Su elemento calefactor tipo blindado e integrado a presión ofrece una **eficiente transferencia del calor y una vida útil más larga que otros equipos**. Temperatura máxima 400° C.

Su plancha de aluminio gran conductor del calor, proporciona una excelente uniformidad térmica en toda la superficie del plato.

Su elemento calefactor tipo blindado e integrado a presión en la plancha ofrece una eficiente transferencia del calor y una vida útil más larga que otros equipos. Temperatura máxima 400° C. Medida de la plancha: 13.6 cm x 13.6 cm.

Características

- Temperatura máxima de operación 400° C. Estabilidad $\pm 5^\circ$ C.
- Plato cuadrado de 13.6 x 13.6 cm en aluminio.
- Panel de control con luz piloto.
- Disipador de calor de aluminio.
- Gabinete en lámina de acero esmaltado resistente a la corrosión.
- Disponible en modelos sencillo y doble.

Its aluminum plate, a great heat conductor, provides excellent thermal uniformity across the entire surface of the plate.

Its shielded type heating element integrated under pressure in the iron offers efficient heat transfer and a longer useful life than other equipment. Maximum temperature 400° C. Square plate measurement: 13.6 cm x 13.6 cm

Features

- Maximum operating temperature 400° C. Stability $\pm 5^\circ$ C.
- 13.6 x 13.6 cm square aluminum plate.
- Control panel with pilot light.
- Aluminum heat sink.
- Steel cabinet with corrosion resistant enameled.
- Available in single and double models.



AR-300 - Panel frontal con luz piloto y gabinete en lámina de acero esmaltado resistente a la corrosión. / Front panel with pilot light and steel cabinet with corrosion resistant enameled.

Modelo Model	Plato Plate	Equipo Device	Tem. máx. Max. temp.	Estabilidad Stability	Voltios Volts	Watts Watts	Amperes Amps	Medida plato Plate measure	Dimensiones WxDxH* Dimensions WxDxH*	Peso Weight
AR-300	Aluminio/Aluminum	Sencillo/Single	400° C	$\pm 5^\circ$ C	120	350	2.9	13.6 x 13.6 cm	15.0 x 20.0 x 12.0 cm	1.8 Kg
AR-302	Aluminio/Aluminum	Doble/Double	400° C	$\pm 5^\circ$ C	120	700	5.8	13.6 x 13.6 cm	30.0 x 20.0 x 12.0 cm	3.8 Kg

*WxDxH: Ancho x profundidad x alto / Width x depth x height.