



Ficha Técnica

Torreta para Válvula Espiga

Válvula Espiga es uno de los accesorios que se incluyen en los mobiliarios de laboratorio, para controlar el suministro de agua o gas en los laboratorios escolares.

Fabricada en acero acabado en cromo brillante.

Características

- Fabricada en barra hexagonal de latón laminado en frío
- Aleación 360 B-16 según norma de la A.S.T.M.
- Acabada en cromo brillante
- 1 ½" de diámetro
- 3" de altura
- Cuerda hembra para recibir válvula de 1/4" o 3/8"
- Una salida, botón de acrílico de alto impacto color amarillo para identificar fluido.
- Con conexión para niple de 1/2"



CONSIGUE TU COTIZACIÓN

www.cislab.com.mx

+52 (33) 1112 1765

+52 (33) 3230 0239